

SIRES Paperless

Descrição Básica:

Este software destina-se basicamente à redução do fluxo de papel relacionado aos prontuários médicos e informações referentes à internação dos pacientes em ambientes hospitalares.

É uma ferramenta de uso simples, sem complexidade elevada. Tem o único propósito nessa versão de coletar imagens através da câmera do celular/Tablet e disponibilizar as mesmas, de forma segura, para que o corpo clínico possa ver remotamente e que o setor administrativo tenha o risco de contaminação cruzada reduzido.

Funções básicas por setor:

Setor TI : Cadastrar Mapa de locais do hospital (andares, salas, enfermarias, leitos) e/ou pacientes.

Administrativo/Enfermaria : Lançamento dos novos pacientes vinculados com os profissionais que terão acesso às imagens.

Enfermaria / Corpo Clínico : Lançamento das imagens dos pacientes e movimentação dos mesmos entre os setores

Corpo Clínico / Administrativo : Acompanhamento das imagens Lançadas

Administrativo : Fechamento da fatura e retirada do paciente do sistema para o arquivo morto

Fluxo Operacional (Resumido)

- 1) **Fazer Login no APP**
- 2) **Escolher Local de Trabalho (setor) para visualizar apenas os pacientes vinculados ao setor escolhido**
- 3) **Visitar os pacientes (quartos , leitos, etc) registrando as imagens devidas para cada paciente (Prontuário Físico, Monitor, Exames Impressos, etc)**
- 4) **Registrar as transferências de local, quando for o caso. Por exemplo saída do quarto para a UTI, saída para o Bloco cirúrgico, Alta do Paciente, etc.**

.Fluxo de Consultas (Resumido)


- 1. Fazer Login no APP**
- 2. Escolher Local de Trabalho (setor) para visualizar apenas os pacientes vinculados ao setor escolhido**
- 3. Selecionar o paciente no APP, visualizar as imagens registradas.**

Fluxo do Administrativo (Resumido)

- 1. Fazer Login no APP**
- 2. Escolher Alta / Necrotério para visualizar apenas os pacientes vinculados ao setor escolhido**
- 3. Transferir para o setor Administrativo**
- 4. Selecionar o Setor Administrativo**
- 5. Selecionar o paciente no APP, visualizar as imagens registradas.**
- 6. Fazer o fechamento**
- 7. Enviar para o Arquivo Morto**
- 8. Aguardar as imagens por e-mail**

Instalação do APP em Android quando não for baixado via Play Store


1. Receber o arquivo e salvar em uma pasta conhecida
2. Abrir o aplicativo de navegação



3. Localizar a pasta onde foi salvo o APK




- 4.
5. Abrir o APK
6. Ao abrir a tela de Instalação bloqueada , escolha configurações
- 7.




- 8.

9. Na Tela seguinte Habilite Fontes Desconhecidas



10. Codificar cartão de memória

11. Permita que o APP use os recursos necessários solicitado



12. Codificar cartão de memória

13. Ao término, pode abrir o Aplicativo

14. É necessário acesso a internet (WIFI ou Pacote de Dados)